


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd370/Clec9A - Q6Uxn8

Número de artículo: CM0007863



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta especificidad dirigido a CLEC9A/CD370 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación de células dendríticas y la presentación cruzada de antígenos de células muertas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD370/CLEC9A
Observaciones/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Especie	Humano
ID del Gen	283420
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-241 de CD370/CLEC9A humano (NP_997228.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6UXN8
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo