


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd370/Clec9A Humano Para Citometría De Flujo - Q6Uxn8

Número de artículo: CM0011780



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD370/CLEC9A (DNGR-1) humano, validado para citometría de flujo. Reconoce un receptor de células dendríticas para antígenos asociados a células muertas. Ideal para inmunofenotipado e investigación biológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD370/CLEC9A humano
Observaciones/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	283420
ID de gen	283420
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-241 del CD370/CLEC9A humano (NP_997228.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6UXN8
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo