


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd370/Clec9A Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q6Uxn8

Número de artículo: CM0006042



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD370/CLEC9A humano (Q6UXN8). Validado para citometría de flujo, permitiendo la identificación de células dendríticas BDCA3+ y estudios de presentación cruzada de antígenos de células muertas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD370/CLEC9A humano
Observaciones/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Especie	Humano
GeneID	283420
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-241 del CD370/CLEC9A humano (NP_997228.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6UXN8
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo