


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Humano - P28907

Número de artículo: CM0009353



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano para citometría de flujo. Se dirige a CD38 (ADP-ribosil ciclasa 1), implicado en la señalización del calcio y la adhesión celular. Adecuado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano
Observaciones/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; Molécula CD38
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	952
ID de gen	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 de CD38 humano (P28907)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso de la proteína	13kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo