


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Humano Para Citometría De Flujo - P28907

Número de artículo: CM0005572



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD38 humano para citometría de flujo. CD38 es una glicoproteína transmembrana multifuncional con actividades enzimáticas y funciones de receptor, involucrada en la señalización por calcio y la activación de linfocitos. Ideal para inmunofenotipado y investigación sobre células inmunitarias, diabetes y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD38 humano
Observaciones/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécula CD38
Especie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 de CD38 humano (P28907).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso de la proteína	13kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo