

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd39/Entpd1 Para Fc - P49961

Número de artículo: CM0008818

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD39/ENTPD1 humano para citometría de flujo. Específico para CD39 humano, validado para aplicaciones de FC. Ideal para estudios inmunológicos de la actividad de las ectonucleótidas y la activación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD39/ENTPD1
Observaciones/Alias	CD39; SPG64; ATPDasa; NTPDasa-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	953
GeneID	953
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-442 del CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P49961
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo