

Conejo Anti-Humano Cd39/Entpd1 Mab Para Fc - P49961

Número de artículo: CM0004899

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD39/ENTPD1 humano para citometría de flujo. Validado en muestras humanas para la investigación de ectonucleótidos y activación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD39/ENTPD1 mAb
Observaciones/Alias	CD39; SPG64; ATPDasa; NTPDasa-1
Especie	Humano
GeneID	953 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-442 del CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49961
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo