


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano Para Fc - P01730

Número de artículo: CM0005153



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD4 humano, conjugado con , para citometría de flujo (FC). Dirigido a la glicoproteína de superficie de linfocitos T CD4 (T4/Leu-3), validado para reactividad humana. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 humano
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-207 de CD4 humano (NP_000607.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo