


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd40 Humano - P25942

Número de artículo: CM0008514



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-CD40 humano para citometría de flujo (FC). Detecta el CD40 humano (p50, Bp50, CDW40, TNFRSF5), un receptor inmunitario clave. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-CD40 humano
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Especie	Humano
GeneID (humano)	958
GeneID	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 del CD40 humano (P25942).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo