


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 Humano Para Fc - P25942

Número de artículo: CM0011134



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD40 humano, validado para citometría de flujo. Dirigido al antígeno de superficie de las células B CD40 (Bp50, CDw40, TNFRSF5), con reactividad cruzada con humanos. Ideal para la detección directa en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD40 humano
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Especie	Humano
ID génico (humano)	958
ID génico	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 de CD40 humano (NP_001241.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo