


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 Humano Para Fc - P25942

Número de artículo: CM0010401



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con se dirige a CD40 humano y está validado para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de células B y carcinomas, así como para estudios de señalización inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD40 humano
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Especie	Humana
GeneID (humano)	958
GeneID	958
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 de CD40 humano (NP_001241.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P25942
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo