


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 Humano Para Citometría De Flujo - P25942

Número de artículo: CM0012093



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD40 humano (TNFRSF5), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de células B y macrófagos, la respuesta inmunitaria y la señalización CD40-CD40L.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-CD40 humano mAb
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	958
GeneID	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 del CD40 humano (P25942)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo