

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd42B Humano Para Citometría De Flujo - P07359

Número de artículo: CM0011433



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD42b humano conjugado con para citometría de flujo (FC). Se dirige a la cadena alfa del glicoproteína plaquetaria Ib (GP1BA, CD42b, P07359). Adecuado para investigación de hemostasia, trombosis y biología plaquetaria. Materia prima de IVD de alta calidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD42b humano
Observaciones/Alias	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2811
GeneID	2811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-531 del CD42b humano (NP_000164.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07359
Peso proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo