

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Ra Humano Para Citometría De Flujo - P08575-8

Número de artículo: CM0012206

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45RA humano conjugado con para citometría de flujo. Detecta la isoforma 6 de 138 kDa de CD45 (L-CA, T200) en leucocitos humanos. Herramienta fiable para inmunofenotipado y análisis de células inmunes.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD45RA humano                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 5788                                                                                                                             |
| GeneID              | 5788                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-482 del CD45RA humano (P08575-8) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | FC                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | P08575-8                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 138kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |