

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Ra Humano Para Citometría De Flujo - P08575-8

Número de artículo: CM0008797

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad dirigido contra CD45RA humano (isoforma 6 de PTPRC). Validado para citometría de flujo, permite la inmunofenotipificación precisa de leucocitos en entornos clínicos y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45RA humano
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5788
ID del gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-482 de CD45RA humano (P08575-8).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso molecular de la proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo