

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Ra Humano Para Citometría De Flujo - P08575-8

Número de artículo: CM0009781

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD45RA humano (isoforma 6, P08575-8) para citometría de flujo. Presenta reactividad cruzada con humano; ideal para estudios de inmunofenotipificación de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45RA humano
Observaciones/alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5788
ID del gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-482 de CD45RA humano (P08575-8)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso molecular	138 kDa
Envío	Bolsa de hielo