

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Rb Humano Conjugado Con Para Fc - P08575-9

Número de artículo: CM0009555

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC), validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación del antígeno común de leucocitos y la caracterización de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45RB humano
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Envío	Bolsa de hielo