

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Rb Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P08575-9

Número de artículo: CM0010888

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC, SWISS: P08575-9), diseñado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 26-463), presenta reactividad cruzada con humana. ~136 kDa. Adecuado para investigación de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD45RB humano de conejo conjugado con PE
Notas / Sinónimos	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humana
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-463 de CD45RB humano (XP_006711537.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08575-9
Peso molecular de la proteína	136kDa
Envío	Bolsa de hielo