


Mab De Conejo Anti-Cd46 Humano Para Citometría De Flujo - P15529

Número de artículo: CM0009422



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD46 humano (MCP). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo reconoce a CD46 humano, un regulador clave del complemento y receptor de patógenos. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD46
Notas / Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Especie	Humano
GeneID (humano)	4179
GeneID	4179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-328 de CD46 humano (NP_002380.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso de la proteína	37-44kDa
Envío	Bolsa de hielo