


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd46 Humano Para Fc - P15529

Número de artículo: CM0011838



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD46 humano (MCP). Validado para citometría de flujo; reconoce una proteína de membrana de 37-44 kDa. Adecuado para investigaciones sobre el complemento, estudios de entrada viral y ensayos de regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD46 humano
Observaciones/alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4179
ID del gen	4179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-328 de CD46 humano (NP_002380.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso de la proteína	37-44 kDa
Envío	Bolsa de hielo