

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd46 Humano Para Citometría De Flujo - P15529

Número de artículo: CM0011716



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD46 humano (MCP). Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para la investigación de la regulación del complemento, la coestimulación de células T y la interacción patógeno-huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD46 humano
Observaciones/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4179
ID del gen	4179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-328 de CD46 humano (NP_002380.3)
Origen	Roedor
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso de la proteína	37-44 kDa
Envío	Bolsa de hielo