


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd47 Humano Para Fc - Q08722

Número de artículo: CM0011656



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD47 humano, validado para citometría de flujo. Apoya el desarrollo de ensayos de inmunología y IVD; presenta reactividad cruzada con humano. Pertenece a la cartera de materias primas de CamelBio. (SWISS: Q08722)

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD47 humano
Observaciones/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; molécula CD47
Especie	Humano
GeneID	961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-139 de CD47 humano (NP_001768.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q08722
Peso proteico	31kDa/33kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo