

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd47 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q08722

Número de artículo: CM0004261



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD47 humano (IAP/OA3) para citometría de flujo. Participa en la adhesión celular, regulación inmune y transducción de señales; adecuado para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD47 humano
Observaciones/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; molécula CD47
Especie	Humano
ID del Gen	961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-139 del CD47 humano (NP_001768.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q08722
Peso Molecular de la Proteína	31kDa/33kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo