

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd47 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q08722

Número de artículo: CM0008498



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD47 humano conjugado con para citometría de flujo. Específico para CD47 humano (SWISS: Q08722). Adecuado para investigar el papel de CD47 en la regulación inmune, biología del cáncer y función cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD47 humano
Observaciones/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; molécula CD47
Especie	Humano
GeneID (Humano)	961
GeneID	961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-139 del CD47 humano (NP_001768.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q08722
Peso Proteico	31kDa/33kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo