

Conejo Anti-Humano Cd48 Mab Para Fc - P09326

Número de artículo: CM0010408



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD48 humano, conjugado a . Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). CD48 es un regulador inmunitario anclado a GPI implicado en la activación de células T y células NK. Ideal para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD48 mAb
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Especie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-220 del CD48 humano (NP_001769.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo