

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 Humano Conjugado Con Para Fc - P09326

Número de artículo: CM0008994



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con reconoce el CD48 humano (BCM1, BLAST, SLAMF2), una glicoproteína anclada a GPI ampliamente expresada en células hematopoyéticas. Es adecuado para aplicaciones de citometría de flujo (FC).
Inmunógeno: proteína de fusión recombinante (aa 27-220). Ideal para estudios de señalización en células T y activación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD48 humano
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Especie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-220 del CD48 humano (NP_001769.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso Molecular de la Proteína	19kDa/28kDa
Envío	Bolsa de hielo