

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P09326

Número de artículo: CM0005517



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD48 humano (SLAMF2). Validado para citometría de flujo (FC), este reactivo permite la detección fiable del CD48 en células hematopoyéticas para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de conejo anti-CD48 humano                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 962                                                                                                                               |
| GeneID              | 962                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-220 del CD48 humano (NP_001769.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | P09326                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |