


Conejo Anti-Humano Cd5 Mab - P06127

Número de artículo: CM0012495



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano CD5 para citometría de flujo (FC). Específico para CD5 humano (SWISS: P06127), una glicoproteína de superficie de células T involucrada en la regulación inmune. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD5 mAb
Observaciones/Alias	T1; LEU1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 humano (NP_055022.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo