


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd50(Icam-3) Para Fc - P32942

Número de artículo: CM0010990



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD50/ICAM-3 humano, optimizado para citometría de flujo, ideal para estudiar la adhesión de leucocitos y las interacciones de células dendríticas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-Humano CD50(ICAM-3)                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | CD50; CDW50; ICAM-R                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| ID de gen (Humano)  | 3385                                                                                                                                      |
| ID de gen           | 3385                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-114 del CD50(ICAM-3) humano (NP_002153.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                    |
| SWISS               | P32942                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 60kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |