

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd51 Humano Para Citometría De Flujo - P06756

Número de artículo: CM0012280



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD51 humano (integrina alfa-V, P06756). Validado para citometría de flujo (intracelular). Ideal para investigación sobre adhesión celular, señalización por integrinas y mecanismos de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD51 humano
Observaciones/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3685
GeneID	3685
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 949-1048 de CD51 humano (NP_002201.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06756
Peso de la proteína	116kDa
Envío	Bolsa de hielo