

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd52 Humano Para Citometría De Flujo - P31358

Número de artículo: CM0012434



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD52 humano conjugado con de alta calidad para citometría de flujo. Específico para CD52 humano (SWISS P31358), validado para FC. Ideal para inmunofenotipado y aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD52 humano
Observaciones/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1043
ID del gen	1043
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-61 de CD52 humano (NP_001794.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31358
Peso de la proteína	7 kDa
Envío	Bolsa de hielo