


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd52 Humano Para Citometría De Flujo - P31358

Número de artículo: CM0009301



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD52 humano (antígeno CAMPATH-1, HE5). Validado para citometría de flujo, específico para humanos. Swiss-Prot: P31358, glicoproteína anclada a GPI de ~7 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD52 humano
Observaciones/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1043
GeneID	1043
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-61 de CD52 humano (NP_001794.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31358
Peso de la proteína	7 kDa
Envío	Bolsa de hielo