


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd55 Humano Para Fc - P08174

Número de artículo: CM0008685



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD55 humano (DAF) validado para citometría de flujo. Reconoce la proteína reguladora del complemento anclada a GPI; ideal para estudios sobre vías del complemento, entrada viral y evasión inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD55 humano
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1604
GenelD	1604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-353 del CD55 humano (NP_000565.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo