


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd55 Para Fc - P08174

Número de artículo: CM0004517



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD55 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la regulación del complemento, la inmunidad innata y la entrada viral. Reacciona con muestras humanas y detecta múltiples isoformas de CD55.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD55
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1604
ID del Gen	1604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-353 del CD55 humano (NP_000565.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso Molecular de la Proteína	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo