


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd55 Humano Para Citometría De Flujo - P08174

Número de artículo: CM0008629



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad dirigido contra CD55 humano (DAF), validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de la cascada del complemento y de las interacciones entre el huésped y los patógenos. - P08174

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD55 humano
Observaciones/alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; molécula CD55
Especie	Humana
GeneID (humano)	1604
GeneID	1604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-353 de CD55 humano (NP_000565.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08174
Peso de la proteína	39 kDa/41 kDa/48 kDa/56 kDa/59 kDa
Envío	Bolsa de hielo