

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd56/Ncam1 Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0005902



Introducción

mAb de conejo anti-humano CD56/NCAM1 para citometría de flujo (FC). Reconoce el CD56 humano (NCAM1), una molécula de adhesión celular de 95 kDa implicada en interacciones neurona-neurona y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD56/NCAM1
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
ID de Gen	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 del CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo