

Anticarioti De Conejo Anti-Cd56/Ncam1 Humano Monoclonal Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0004450

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD56/NCAM1 humano, validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante que dirige a los aminoácidos 20-413. Reacciona con humano. Ideal para estudiar la adhesión celular neural y las interacciones virus-huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD56/NCAM1 humano
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
GeneID	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 de CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo