


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd58 Humano (Lfa-3) Para Fc - P19256

Número de artículo: CM0008484



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD58 humano (LFA-3), validado para citometría de flujo. Explore las interacciones de linfocitos T y la investigación de la sinapsis inmune con este reactivo de alta especificidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD58 humano
Observaciones/Alias	CD58; LFA-3; LFA3; ag3; molécula CD58
Especie	Humano
ID del gen	965
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-215 de la proteína CD58 humana (NP_001770.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso de la proteína	26kDa/27kDa/28kDa
Envío	Bolsa de hielo