


Conejo Anti-Humano Cd58 Mab Para Fc - P19256

Número de artículo: CM0011454



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano CD58 (LFA-3, ag3) validado para citometría de flujo con muestras humanas. Detecta el antígeno 3 asociado a la función de los linfocitos de 28kDa, un ligando de CD2 crítico para las interacciones de las células T. Ideal para estudios de la sinapsis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD58 mAb
Observaciones/Alias	ag3; LFA3; LFA-3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	965
GenelD	965
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-215 del CD58 humano (NP_001770.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo