


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd58 Humano Para Fc - P19256

Número de artículo: CM0005123



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD58 humano (LFA-3). Validado para citometría de flujo, ideal para investigar la adhesión de linfocitos T, la dinámica de la sinapsis inmune y las interacciones linfocitarias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD58 humano                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | ag3; LFA3; LFA-3                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (Humano) | 965                                                                                                                              |
| ID del gen          | 965                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-215 de CD58 humano (NP_001770.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpo monoclonal                                                                                                            |
| Aplicación          | FC                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | P19256                                                                                                                           |
| Peso molecular      | 28 kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |