


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd59 Humano Para Fc - P13987

Número de artículo: CM0010662



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD59 humano validado para citometría de flujo. Se dirige a CD59, un potente inhibidor del MAC que protege a las células de la lisis por complemento. Ideal para investigación en inmunología y complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD59 humano
Observaciones/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Especie	Humano
GeneID (humano)	966
GeneID	966
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-101 del CD59 humano (NP_000602.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo