


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd59 Para Citometría De Flujo - P13987

Número de artículo: CM0011638



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD59 humano (protectina). La inmunización recombinante garantiza la consistencia entre lotes. Validado para citometría de flujo. Apto para investigación de complemento y desarrollo de diagnósticos in vitro. Reactividad cruzada humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD59
Observaciones/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	966
GeneID	966
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-101 de CD59 humano (NP_000602.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo