


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd59 Humano Para Citometría De Flujo - P13987

Número de artículo: CM0008666



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD59 humano (protectina) para citometría de flujo. Detecta una proteína anclada a GPI de ~14 kDa; adecuado para investigaciones sobre el complemento y la inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD59 humano
Observaciones/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Especie	Humano
GeneID (humano)	966
GeneID	966
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo