

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd6 Para Fc - P30203

Número de artículo: CM0005727



Introducción

Anticuerpo Monoclonal Conejo anti-Humano CD6 para FC. Se dirige al antígeno de diferenciación de células T CD6, implicado en la activación de células T y el reconocimiento de patrones bacterianos. Adecuado para aplicaciones de citometría de flujo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD6 mAb
Observaciones/Alias	CD6; TP120; molécula CD6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	923
ID de Gen	923
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-364 del CD6 humano (NP_006716.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso Proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo