

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd6 Humano Para Citometría De Flujo (Fc) - P30203

Número de artículo: CM0011008



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD6 humano (T12/TP120). Adecuado para citometría de flujo (FC), este anticuerpo reconoce el dominio extracelular del CD6, una proteína de adhesión de células T y reguladora inmunitaria. Reacciona de forma cruzada con el CD6 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD6 humano
Observaciones/Alias	CD6; TP120; molécula CD6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	923
GeneID	923
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-364 del CD6 humano (NP_006716.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo