

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd61 Humano Para Fc - P05106

Número de artículo: CM0009246



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD61 humano (integrina beta-3, GPIIb), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la función plaquetaria, la adhesión celular y la señalización de integrinas en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD61 humano
Observaciones/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIb; BDPLT16; BDPLT24
Especie	Humana
GeneID (humano)	3690
GeneID	3690
Inmunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-718 de CD61 humano (NP_000203.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P05106
Envío	Bolsa de hielo