

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd61 Para Citometría De Flujo - P05106

Número de artículo: CM0012101



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD61 humano (Integrina beta-3, GPIIIa). Validado para citometría de flujo, ideal para estudios de biología de plaquetas, adhesión celular y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD61
Observaciones/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3690
ID de Gen	3690
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-718 del CD61 humano (NP_000203.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05106
Envío	Bolsa de hielo