

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd61 Humano Para Citometría De Flujo - P05106

Número de artículo: CM0008331



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD61 humano (Integrina beta-3/GPIIIa) para citometría de flujo. Validado para FC, permite estudios de agregación plaquetaria, señalización de integrinas y adhesión celular. Apto para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD61 humano
Observaciones/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3690
GeneID	3690
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-718 del CD61 humano (NP_000203.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05106
Envío	Bolsa de hielo