


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd62E/E-Selectina Para Fc - P16581

Número de artículo: CM0008360



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la E-selectina humana (CD62E). Validado para citometría de flujo, reacciona específicamente con humano. Inmunógeno: proteína recombinante que cubre los aminoácidos 22-230. Ideal para estudios sobre adhesión de leucocitos y biología endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD62E/E-Selectina
Observaciones/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Especie	Humano
ID de Gen	6401 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-230 de la CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16581
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo