


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-CD62E/E-Selectina Humana Para Citometría De Flujo - P16581

Número de artículo: CM0010470



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD62E/E-Selectina humana conjugado con de alta calidad para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular de la E-selectina humana (aa 22-230). Ideal para la investigación de inmunoadhesión y endotelio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD62E/E-Selectina humana
Observaciones/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6401
GeneID	6401
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-230 de la CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16581
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo